

دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت سلامت

چک لیست نظارت

عنوان چک لیست: چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاههای اسمیر و کشت سل

مکان و فضای آزمایشگاه (اسمیر)

۱	آیا اتاق تهیه اسمیر مجزا از بخش های دیگر میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳۰ امتیاز <input type="radio"/>
۲	آیا چیدمان آزمایشگاه مطابق استاندارد میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱۰ امتیاز <input type="radio"/>
۳	آیا میز کار به تعداد لازم (محل استقرار نمونه، میکروسکوپ و پذیرش) وجود دارد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۴	آیا سینک رنگ آمیزی در اتاق نمونه گیری است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۵	آیا سینک دستشویی در اتاق نمونه گیری است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۶	آیا اتاق کار دارای پنجره مناسب میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۷	آیا اتاق کار (کف و دیوارها) قابل شستشو است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۸	آیا اتاق کار دارای مساحت مناسب (۳×۴) میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۹	آیا اتاق کار دارای کابینت بندی مناسب میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	امتیاز <input type="radio"/>

تجهیزات

۱	آیا هود آزمایشگاه مناسب است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱۰ امتیاز <input type="radio"/>
۲	آیا آزمایشگاه سل دارای میکروسکوپ مناسب است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۳	آیا آزمایشگاه سل دارای اتوکلاو میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>

○	۵ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه سل دارای یخچال مجزا و سالم میباشد؟	۴
○	۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا به تعداد کافی صندلی جهت اتاق کار و میکروسکوپ وجود دارد؟	۵
○	۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا جعبه لام جهت نگهداری لام (ظرفیت برای یکسال) وجود دارد؟	۶
○	۳ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا اتاق کار دارای UV ثابت و سیار (سالم و باعمر مفید) میباشد؟	۷
○	۴ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه سل دارای انکوباتور ۳۷° است؟	۸
○	۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه سل دارای عینک محافظ است؟	۹
○	۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه سل دارای قلم الماس است؟	۱۰
○	۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه سل دارای تایمر است؟	۱۱
○	۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا آزمایشگاه دارای ظروف استیل دربار جهت دفع اپلیکاتور است؟	۱۲

روش کار و کنترل کیفی (اسمیر)

○	۶ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا ظروف نمونه گیری درب دار و شفاف هستند؟	۱
○	۳ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا دستورالعمل نمونه برداری از بیمار استاندارد است؟	۲
○	۶ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا مشخصات کامل بیمار روی ظرف نمونه ثبت میشود؟	۳
○	۴ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا در انتقال نمونه ها از زنجیر سرد استفاده میشود؟	۴
○	۳ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا دفتر ثبت اطلاعات بیماران و نتایج دقیقا" تکمیل میشود؟	۵
○	۳ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	مدت زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه (کمتر از ۷روز) رعایت میشود؟	۶

۷	آیا اسمیر از قسمت های مخاطی (چرکی و خونی) تهیه میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۸	آیا نمونه های از نظر کیفیت بررسی میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۹	آیا فرم بیماران و ظرف حاوی نمونه مجزا از هم است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۰	آیا اندازه اسمیر تهیه شده استاندارد (۱×۲ یا ۲×۳) است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۱	آیا ضخامت اسمیر تهیه شده مناسب است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۲	آیا لام پس از خشک شدن فیکس میشود (ترجیحا" با فور)	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۱۳	آیا اپلیکاتور پس از نمونه برداری به ظرف حاوی فنل ۵٪ منتقل میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۴	آیا قبل و بعد از نمونه گیری هود با فنل ۵٪ یا دیگر محلولهای ضدعفونی کننده ضدعفونی میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۱۵	آیا پنبه آغشته به فنل (و دیگر آلوده زداها) در زیر هود نمونه گیری استفاده میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۶	آیا رنگ بصورت صحیح در آزمایشگاه تهیه میشود و تاریخ آن ثبت میگردد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۱۷	آیا اصول رنگ آمیزی رعایت میگردد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۴ امتیاز <input type="radio"/>
۱۸	آیا در تهیه رنگ از کنترل مثبت و منفی استفاده میشود؟ (هرسری)	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۹	آیا گزارش دهی لامها براساس استاندارد (طبق جدول) میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۲۰	آیا از میکروسکوپ صحیح نگهداری میشود؟ (لنزها تمیز و دارای کاور)	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۲۱	آیا پسماندها پس از پایان کار با استفاده از کیسه اتوکلاو، اتوکلاو میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۲۲	آیا لامهابمدت یکسال درفایل مخصوص نگهداری میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۲۳	آیا پس از مشاهده هر لام مثبت تا لام بعدی لنز میکروسکوپ تمیز میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱ امتیاز <input type="radio"/>
۲۴	آیا ۱۰٪ لامهای منفی و کل لامهای مثبت جهت بازبینی به مرکز استان ارسال میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>

۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا ظرف حاوی نمونه تا گزارش نتایج در آزمایشگاه نگهداری میشود؟	۲۵
۱ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا پشت لامها پس از رنگ آمیزی تمیز میشود؟	۲۶
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا نتایج مثبت بلافاصله به واحد بیماریها گزارش میشود؟	۲۷
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا اتوکلاو در محل مناسبی بوده و کنترل کیفی میگردد؟	۲۸
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا به نظافت داخل اتو کلاو توجه میشود؟	۲۹
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا در کنار یخچال چارت کنترل دما وجود دارد؟	۳۰
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا چارت مربوط به UV (ثابت و سیار) و هود موجود است؟	۳۱
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا در کنار انکوباتور چارت کنترل دما وجود دارد؟	۳۲
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا یخچال و انکوباتور دارای دماسنج میباشد؟	۳۳
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا نمونه های بدون کیفیت به واحدهای ارجاعی پس خوراند داده میشود؟	۳۴
۲ امتیاز	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	آیا جوابهای مثبت در دفاتر با رنگ قرمز ثبت میگردد؟	۳۵

نیروی انسانی و حفاظت ایمنی :

ردیف	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت	سابقه کار در بخش سل	سایر مسئولیتهای در دست اقدام بجز سل	سوابق آموزشی طی دو سال گذشته	حقوق و مزایای دریافتی
۱							
۲							

							۳
							۴
							۵

۱	آیا کارکنان آزمایشگاه سل در زمینه ی کنترل کیفی و موضوعهای مربوطه آموزش دیده اند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۲	آیا پرسنل سال گذشته در دوره های آموزشی در مراکز آموزشی / مراجع شرکت کرده اند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۳	آیا پرسنل در حین انجام کار از ماسک هپا استفاده میکنند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱۰ امتیاز <input type="radio"/>
۴	آیا پرسنل در حین انجام کار از گان و لباس کار استفاده میکنند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۵	آیا پرسنل در حین انجام کار از دستکش استفاده میکنند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۴ امتیاز <input type="radio"/>
۶	آیا پرسنل در حین انجام کار از عینک استفاده میکنند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۷	آیا پرسنل در حین کار از کلاه و کاور کفش (دمپایی روبسته) استفاده میکنند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۸	آیا کارکنان شاغل در آزمایشگاه سل مور معاینات پزشکی (۶ماهه یا سالیانه) قرار میگیرند؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۷ امتیاز <input type="radio"/>
۹	آیا دفع نمونه های کار شده بصورت مناسب و بهداشتی (اتوکلاو) صورت میگیرد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۱۰ امتیاز <input type="radio"/>
۱۰	آیا محیط کار (نمونه گیری- کشت و میکروسکوپی) ضدعفونی و استریل میشود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۵ امتیاز <input type="radio"/>
۱۱	آیا سیستم اطفاء حریق در آزمایشگاه وجود دارد و تاریخ آن معتبر است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۳ امتیاز <input type="radio"/>
۱۲	آیا جعبه کمکهای اولیه در آزمایشگاه موجود است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>

۱۳	آیا نکات ایمنی مربوط به ضدعفونی هود و سانتریفیوژ رعایت می شود؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۶ امتیاز <input type="radio"/>
۱۴	آیا جعبه مواد آلوده زدائی احتمالی (حوله ، فنل و...) در آزمایشگاه سل وجود داد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۴ امتیاز <input type="radio"/>
۱۵	آیا پرسنل در خصوص آلوده زدائی احتمالی و مراحل آن آموزش دیده اند ؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۴ امتیاز <input type="radio"/>
۱۶	آیا تعداد نمونه ها و تعداد پرسنل با هم همخوانی دارند ؟ (هر ۳۰ نمونه ۱ پرسنل) (هر ۱۵ نمونه اسمیر و کشت ۱ پرسنل) (آنتی بیوگرام حداقل ۶ نفر)	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲۰ امتیاز <input type="radio"/>
۱۷	آیا صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی در آزمایشگاه است؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۲ امتیاز <input type="radio"/>
۱۸	آیا نظافت و بهداشت فضای آزمایشگاه در حد مطلوب میباشد؟	بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	۴ امتیاز <input type="radio"/>