

نحوه استفاده از تست فیت

با استفاده از چوبک تعبیه شده بر درب لوله مدفوع را به قسمت‌های مختلف مدفوع (حداقل ۳ قسمت مختلف) و مقدار مشخصی از مدفوع (معادل یک عدس یا ۱۰ تا ۱۵ میلی‌گرم) با چوبک به مایع داخل لوله وارد کرده و مخلوط نمایید تا مقداری رنگ مایع تغییر کند سپس درب لوله را محکم کنید. نمونه در دمای خنک داخل منزل و یا طبقه پایین یخچال داخل پوشش مناسب پلاستیکی نگهداری شود.

تفسیر تست فیت

تیوب جمع‌آوری نمونه را بصورت عمودی نگه دارید و کلاهک روی درب محلول را باز کنید، تیوب را وارونه کنید ۲ قطره پر از محلول را در چاهک نمونه (S) بریزید و حداقل تا ۱۰ دقیقه منتظر بمانید. اگر دو خط پررنگ (C و T) آشکار شود مثبت و در صورتی که تنها یک خط پررنگ در قسمت C آشکار شود جواب تست منفی است در صورتی که تنها خط (T) آشکار شود تست انجام شده فاقد ارزش است.

نکته: برای اطمینان از صحیح بودن تست حتما خط کنترل (C) آشکار شود در غیر اینصورت فاقد ارزش است. این تست بهتر است در زمان

موارد منع استفاده: عادات ماهیانه بانوان، هنگام یبوست‌های شدید به دلیل ایجاد خونریزی‌های ناشی از بواسیر، مخلوط شدن ادرار خونی با نمونه مدفوع

